


<b>Cabinet Dresse de Ruiter - Vex</b> <b>Contrôles de Qualité et ses (et autres) Procédures</b>			
	<b>ABX Micros CRP</b>	<b>Radiologie</b>	<b>Autoclave</b>
<b>Chaque utilisation</b>		Recharger cassette	<a href="#">Préparation</a> <a href="#">In-Step contrôle</a>
<b>Journalier</b>	<a href="#">Sang de controle</a>		
<b>Chaque semaine</b>		<a href="#">Contrôle de stabilité</a> <a href="#">Changement de l'eau</a>	
<b>Chaque 2ème semaine</b>	<a href="#">Sérum de contrôle CRP</a>		
<b>Mensuel</b>	<a href="#">Nettoyage de la chambre de mesure</a>	<a href="#">Nettoyage</a> de la développeuse	<a href="#">Bowie-Dick test</a>
<b>Selon besoin</b>	<a href="#">Calibration nouveau kit CRP</a> <a href="#">Changement Aphalyse &amp; Miniclean</a> <a href="#">Changement Minidil</a>	<a href="#">Remplacement</a> révélateur et/ou fixateur  <a href="#">Changement</a> des bidons de déchets	
	<a href="#">Aperçu des Procédures</a>		
 Imprimez cette instruction à partir d'un document PDF			