


Appareil	Produit	Action selon Fabricant
ABX Micros CRP	<u>Kit ABX CRP 100</u>	Traiter comme déchets médicaux
	<u>Kit ABX Trol H</u>	Traiter comme déchets médicaux
	<u>Minitrol Sang de contrôle</u>	Traiter comme déchets médicaux
	<u>Miniclean</u>	Vider dans les toilettes
	<u>Alphalyse</u>	Vider dans les toilettes
	<u>Minidil</u>	Vider dans les toilettes
	<u>Minoclair</u>	Vider dans les toilettes
Radiologie	2 Bidons révélateur et fixateur	Traiter comme de déchets chimiques Voir avec : RETHMANN Valorisation SA, ch. de la Verseuse 3, 1219 Aire GE tél :022 970 10 00 fax : 022 970 10 05
 Imprimez cette instruction à partir d'un document PDF		